

MATELAS ANTI-ESCARRES ADL®

Soft air® Simplex wds Stade 2 ref. 110 470-wds

Matelas anti-escarres à air, pour la PREVENTION et TRAITEMENT des escarres jusqu'au stade 2 - Patients à risque faible et moyen d'escarres. Patients de 40 à 130 kg.



Matelas à air Simplex :

- 21 cellules PVC AMOVIBLES individuellement.
- HOUSSE en polyuréthane de haute qualité, RESPIRANTE, imperméable aux liquides, lavable à 95°C et sèche-linge à 50°C maximum.
- Le matelas se fixe sur un matelas en mousse de 5cm ou sur un matelas standard.
- La fonction CPR (réanimation cardio-pulmonaire) permet de vider rapidement l'air des cellules)
- Poids du patient jusqu'à 130kg

POMPE Soft air® :

- deux fonctions « statique » ou « alternée »
- Module de deux cellules à pression alternée (1 cellule dégonflée - 1 gonflée en alternance)
- Réglage de la pression suivant le patient
- utilisation très simple

MATELAS ANTI-ESCARRES ADL®

Soft air® Simplex wds Stade 2 ref. 110 470-wds

AVANTAGES :

FIABILITE

QUALITE DE FABRICATION & PRIX

MAINTENANCE facilitée (cellules interchangeables très facilement)

POMPES SILENCIEUSES, REGLABLES aisément selon les patients

Articles (lit non inclus)

Réf.	Description
110 470-wds	Soft Air® Simplex wds (pompe, matelas à air de 21 cellules et housse en PU)
510 470	Soft Air® Simplex wds (matelas avec housse en PU)
110 471-wds	Soft Air® Simplex wds (pompe)

Caractéristiques techniques

	Matelas Soft Air® Simplex wds	Pompe Soft Air® Simplex wds	Housse
Matériau	PVC	ABS	Polyuréthane
Dimensions en cm	196 x 88 x 12,5	30 x 12 x 10	196 x 88 x 12,5
Poids en kg	~ 4,5	~ 1,5	~ 0,9
Garantie	Deux ans	Deux ans	--
Valeurs de raccordement électrique	--	220 - 240 V 50 - 60 Hz / 7 W	--
Nettoyage	Désinfection autoclave	Désinfection avec un chiffon	Lavable à 95 °C
Domaines d'application	Prévention et traitement des escarres jusqu'au stade 2 (risque faible à moyen)		

Indications	Prévention et traitement des escarres jusqu'au stade 2 (risque faible à moyen)
-------------	---

